

WB Checklist

使用【Western Blot 實驗檢查清單】時，請於確實做到的部分打 ，沒有實施的部分打 ，以便後續排查原因。

關鍵控制點	具體操作注意事項	完成?	
樣本製備	了解目標蛋白，選擇正確的樣本	<input type="checkbox"/> 確認目標蛋白質在待測細胞或組織樣本中是否表現 <input type="checkbox"/> 確認目標蛋白質的細胞定位（細胞膜、細胞質、細胞核） <input type="checkbox"/> 確認目標蛋白質是否需要經過誘導處理才能大量表現 <input type="checkbox"/> 確認目標蛋白質是否具有轉譯後修飾 <input type="checkbox"/> 確認目標蛋白質是否存在有其他異構物 <input type="checkbox"/> 確認目標蛋白質是否不穩定、容易降解	
	避免目標蛋白降解	<input type="checkbox"/> 在裂解緩衝液中添加 Protease Inhibitor Cocktails <input type="checkbox"/> 涉及轉譯後修飾的，已添加相應的去修飾酶抑制劑 <input type="checkbox"/> 樣本全程置於冰上	
	萃取目標蛋白質	<input type="checkbox"/> 依據目標蛋白質特性選用裂解緩衝液 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 使用超音波破碎處理細胞	
	測定樣本蛋白質濃度	<input type="checkbox"/> 使用 Bradford 或 BCA 等方式測定樣本蛋白質濃度 <input type="text"/>	
	電泳分離	選用合適的蛋白質樣本變性條件	<input type="checkbox"/> 95°C 加熱 5-10 分鐘 <input type="checkbox"/> [多重跨膜蛋白] 37°C 或 70°C 加熱 10 分鐘
		選用合適的電泳膠體濃度	<input type="checkbox"/> 目標蛋白質分子量 <input type="text"/> ，分離膠體濃度 <input type="text"/>
		確保蛋白質樣本上樣量充足	<input type="checkbox"/> >20 µg 總蛋白
		設立實驗對照組	<input type="checkbox"/> 陽性對照 <input type="text"/> ，陰性對照 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Loading Control <input type="text"/>
	轉漬	依據目標蛋白分子量大小調整轉漬緩衝液的 SDS 與 Methanol 濃度	<input type="checkbox"/> 目標蛋白質 <100 kDa，轉漬緩衝液含 20% Methanol <input type="checkbox"/> 目標蛋白質 >100 kDa，轉漬緩衝液含 10% Methanol、0.1% SDS
		選用合適的 PVDF 轉漬膜	<input type="checkbox"/> 目標蛋白質 <10 kDa，使用 0.2 µm 孔徑 PVDF 轉漬膜 <input type="checkbox"/> 最終偵測訊號為螢光型式，使用低螢光背景值 PVDF 轉漬膜
		檢視轉漬效率	<input type="checkbox"/> 使用麗春紅對轉漬膜進行染色，確認轉漬效率
	阻斷	選用合適的阻斷液	<input type="checkbox"/> 依據抗體說明書或文獻，選用阻斷液 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 依據自行測試結果，選用阻斷液 <input type="text"/>
妥善處理轉漬膜		<input type="checkbox"/> 確保轉漬膜沒有處於乾燥狀態，且沒有經過裁剪	
抗體反應	適當的抗體濃度	<input type="checkbox"/> 一級抗體稀釋比例 <input type="text"/> ，二級抗體稀釋比例 <input type="text"/>	
	使用新鮮配製的抗體	<input type="checkbox"/> 抗體為新鮮配製，沒有重複使用	
	反應後充分沖洗轉漬膜	<input type="checkbox"/> 抗體反應後已充分沖洗過轉漬膜，減少非專一性結合反應	
訊號偵測	遵循化學冷光訊號檢測注意事項	<input type="checkbox"/> 避光配製 ECL 冷光試劑，且現配現用 <input type="checkbox"/> ECL 冷光試劑用量充足，可均勻覆蓋整張轉漬膜	
	遵循螢光訊號檢測注意事項	<input type="checkbox"/> 確保 Bromophenol blue 遠離目標條帶 <input type="checkbox"/> 使用鉛筆而非原子筆標記轉漬膜	

電泳膠體濃度對照表

Protein Size	Gel
4-40 kDa	20%
12-45 kDa	15%
10-70 kDa	12.5%
15-100 kDa	10%
25-200 kDa	8%

Loading Control 對照表

Protein	Size
Histone H3 ●	15 kDa
COX IV ●	17 kDa
Cofilin ●●	19 kDa
Cyclophilin B ●	24 kDa
PCNA ●	29 kDa
VDAC1/Porin ●	31 kDa
Cdk4 ●	34 kDa
GAPDH ●	37 kDa
TBP ●	38 kDa
Actin ●●	42 kDa
b-Actin ●●	42 kDa
YY1 ●	45 kDa
b-Tubulin ●●	49 kDa
a-Tubulin ●●	50 kDa
HDAC1 ●	55 kDa
HSP60 ●	60 kDa
Lamin B1 ●	66 kDa
NaK ATPase ●	113 kDa
Vinculin ●	124 kDa

● Whole Cell
● Cytoskeleton
● Membrane
● Nuclear
● Mitochondrial