

# abcam

# 秋季抗體特惠

優惠期間，Abcam 一級抗體買就送高品質 WB/IHC 實驗試劑，或享超值加購優惠！ 活動時間：2018年11月1日 - 12月14日

## 免費贈品區 (任選一)

Application	Product	Size	Cat. No.
SDS-PAGE, WB	Protease Inhibitor Cocktail (EDTA-free)	1 ml	ab201111
SDS-PAGE, WB	Phosphatase Inhibitor Cocktail I	1 ml	ab201112
SDS-PAGE, WB	Phosphatase Inhibitor Cocktail II	1 ml	ab201113
SDS-PAGE, WB	Phosphatase Inhibitor Cocktail IV	1 ml	ab201115
ELISA, IP, SDS-PAGE, WB	10X RIPA Buffer	15 ml	ab156034
ELISA, ICC/IF, WB	10X Blocking Buffer	50 ml	ab126587
ELISA, IHC, WB	Protein Block	60 ml	ab156024
ICC/IF, IHC	Aqueous Mounting Medium	6 ml	ab128982
ICC/IF, IHC	Endogenous Avidin/Biotin Blocking Kit	15 ml	ab64212
ICC/IF, IHC	Fluoroshield Mounting Medium With DAPI	20 ml	ab104139
IHC	10X Phosphate Buffered Saline	1 pk	ab128983
IHC	20x TBS-T with Tween 20	125 ml	ab64204
IHC	25x TBS (pH 7.4)	125 ml	ab64203
IHC	Tween 20 (Polyoxyethelenesorbitan Monolaurate)	125 ml	ab128987
IHC	Hydrogen Peroxide Blocking Reagent	60 ml	ab64218

## 一千元超值加購區 (任選一)

SDS-PAGE, WB	Prism Ultra Protein Ladder (3.5 - 245 kDa)	500 µl	ab116029
SDS-PAGE, WB	Prism Ultra Protein Ladder (10 - 180 kDa)	500 µl	ab116027
SDS-PAGE, WB	Prism Ultra Protein Ladder (10 - 245 kDa)	500 µl	ab116028
WB	VeriBlot for IP Detection Reagent (HRP)	500 µl	ab131366
ELISA, IHC, WB	Protein Block	125 ml	ab64226
IHC, ISH	Proteinase K	4 ml	ab64220
IHC	20x PBS buffer with Tween 20	125 ml	ab64247
IHC	25x PBS Buffer pH 7.6	125 ml	ab64026
IHC	Antibody Diluent	125 ml	ab64211
IHC	DAB Substrate Kit	60 ml	ab64238
IHC	GLYCEROL MOUNTING Medium With DAPI and DABCO™	20 ml	ab188804
IHC	Mounting Medium	125 ml	ab64230
IHC	PAP pen	1 unit	ab2601

## Abcam 20週年集字贈獎活動

收集【生日快樂】任二字以上，即可兌換獎品一份！

集字活動刮刮卡將附於 2018/11/1-12/14 出貨產品包裝袋內，每項產品內含一張刮刮卡。

集滿 2 字 送 A4 小羊磁鐵白板或小羊紙膠帶

集滿 3 字 送 WB 鑷子或小羊鑰匙圈

集滿 4 字 送 USB 連接線或計時器

最新優惠活動與詳細產品資訊，請洽 Abcam 台灣代理 — 伯森生技

※贈品數量有限，本公司保留贈品更換之權利。

**伯森生技**

網址 [blossombio.com](http://blossombio.com)  
客服 0800-059668

台北 (02) 2788-2121  
台中 (04) 2323-3939

新竹 (037) 581-106  
南部 (06) 235-6628




## 阻斷劑 (Blocking Buffer)

產品名稱	Protein Block	Hydrogen Peroxide Blocking Reagent	Endogenous Avidin/Biotin Blocking Kit
實驗用途	ELISA, WB, IHC	IHC-P, IHC-Fr	IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF
優勢特點	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無動物血清成分，無須尋找對應 Host 的二級抗體。</li> <li>● 不須混和稀釋，可立即使用。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 阻斷內源性過氧化酶 (Peroxidase)，避免造成染色背景干擾。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 顯著降低腎臟、脾臟、肝臟等組織樣本，以及細胞中的內源性生物素 (Biotin)，避免造成染色背景干擾。</li> </ul>
包裝/貨號	125 ml / ab64226	60 ml / ab64218	15 ml / ab64212

## 封片膠 (Mounting Media)


產品名稱	Fluoroshield Mounting Medium With DAPI	GLYCEROL MOUNTING Medium With DAPI and DABCO™	Mounting Medium	Aqueous Mounting Medium
實驗用途	IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF	IF, Confocal microscopy	IHC-P	IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF
優勢特點	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不含 Phenylendiamine (PPD)，因此適用於 Cy, RP-E, PC, APC 等螢光染劑。</li> <li>● 特殊配方能保護螢光物質 (如 FITC, GFP, PC, APC 等) 免於迅速光漂白 (photobleach)，並且能延長螢光之保存時間。</li> <li>● 內含 DAPI 對比染劑 (counter-stain)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 特殊配方能保護螢光物質 (如 FITC, Alexa Fluor® 488, AMCA 等) 免於迅速光漂白 (photobleach)，並且能延長螢光之保存時間。</li> <li>● 添加 DABCO™ 防褪色劑，能有效延長螢光染色保存時間。</li> <li>● 內含 DAPI 對比染劑 (counter-stain)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用 Fast-Red, AEC, DAB 等染色劑，乾涸時會形成均勻平滑面，可以不使用蓋玻片來封存樣本。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可增強 FITC 螢光強度，並且顯著降低褪色程度。</li> </ul>
包裝/貨號	20 ml / ab104139	20 ml / ab188804	125 ml / ab64230	6 ml / ab128982



**Endogenous Avidin/Biotin Blocking Kit (ab64212)**

References (3)  
Customer Reviews (★★★★★)

Immunohistochemistry - ab64212. Image from Filliat G., PLoS One 12(7). Fig 6a & b. doi: 10.1371/journal.pone.0181600.



**Fluoroshield Mounting Medium With DAPI (ab104139)**

References (72)  
Customer Reviews (★★★★★)

Immunohistochemistry (Frozen sections) - ab104139. This image is courtesy of an abreview submitted by Bryan Niedenberger.