

歐洲製造 Microplate

第二件 6折

限定本刊產品 / 價低者為折扣品項
活動截止日：2021年6月15日



超值優惠

特／別／推／薦

1/2 Area OptiPlate



半表面積盤，節省 50% 樣本與試劑用量

- 半表面積微量多孔盤的每個 Well 直徑僅有標準 96-well plate 的一半，能讓實驗維持在 96-well format 的同時，省下一半的樣本與試劑用量。
- 兩種款式選擇：
 - 1/2 Area OptiPlate-96 (白盤)：適合冷光、ALPHA、HTRF、TR-FRET 偵測。
 - 1/2 Area OptiPlate-96 F (黑盤)：適合螢光偵測。

特／別／推／薦

CellCarrier



HCS 細胞影像觀察盤，特別適合高內涵篩選實驗使用

- 黑框透明超薄底微量多孔盤，底部僅有 190 μm，適合高倍率顯微鏡偵測、細胞螢光影像觀察或高內涵篩選 (high content screening, HCS) 實驗使用。
- 底部由單塊平整透明 PS 塑材組成，具良好透光性且自發性螢光背景值極低。另有底部材質為 Cyclic olefin 塑材的 CellCarrier Ultra，具玻璃光學特性的同時還保有良好的細胞貼附力。
- 針對特殊細胞需求，另有 Poly-D-Lysine 或 Collagen 塗覆款式可選。
- 超低底座設計，可搭配水鏡使用。

優惠品項

Microplate Type	Product Name*	Well Number	Pack Size	Cat. No.
透明盤	SpectraPlate-96 MB	96	50 / 200	PK-6005640 / PK-6005649
	SpectraPlate-96 HB	96	50 / 200	PK-6005600 / PK-6005609
	SpectraPlate-96 TC	96	50 / 160	PK-6005650 / PK-6005658
白盤	OptiPlate-96 MB	96	50 / 200	PK-6005290 / PK-6005299
	OptiPlate-96 HB	96	50 / 200	PK-6005500 / PK-6005509
	OptiPlate-384 MB	384	50 / 200	PK-6007290 / PK-6007299
黑盤	OptiPlate-96 F MB	96	50 / 200	PK-6005270 / PK-6005279
	OptiPlate-96 F HB	96	50 / 200	PK-6005320 / PK-6005329
	OptiPlate-384 F MB	384	50 / 200	PK-6007270 / PK-6007279
細胞培養用白盤	CulturPlate-96	96	50 / 160	PK-6005680 / PK-6005688
	CulturPlate-384	384	50 / 160	PK-6007680 / PK-6007688
細胞培養用黑盤	CulturPlate-96 F	96	50 / 160	PK-6005660 / PK-6005668
	CulturPlate-384 F	384	50 / 160	PK-6007660 / PK-6007668
半表面積白盤	1/2 Area OptiPlate-96	96	50 / 200	PK-6002290 / PK-6002299
半表面積黑盤	1/2 Area OptiPlate-96 F	96	50 / 200	PK-6002270 / PK-6002279
HCS 細胞影像觀察盤	CellCarrier-96, TC	96	40	PK-6005550
	CellCarrier-96 Ultra, TC	96	40 / 50 / 160	PK-6055302 / PK-6055300 / PK-6055308

*MB (untreated) 適合一般訊號偵測；HB (high protein binding) 適合需自行 coating Ab/Protein 的免疫偵測實驗；TC (tissue culture treated) 適合細胞培養實驗。

