

# 一級抗體特價8折起

現在訂購【Abcam 一級抗體】即享 ABC 優惠方案三選一！活動詳情與完整產品資訊歡迎洽詢 Abcam 台灣代理 — 伯森生技。活動時間：2021年5月10日 - 5月31日



**A** 訂購 1 支【一級抗體】  
享 **88 折** 特價優惠

**B** 訂購 1 支【一級抗體】+ 1 件  
【本刊熱銷產品】享整筆訂單  
**85 折** 特價優惠

**C** 訂購 2 支【一級抗體】+ 1 件【本刊  
熱銷產品】享整筆訂單 **8 折** 特價優惠  
再送【Abcam 樂高積木玩具組\*】

\*數量有限送完為止

## 熱銷產品 萃取與純化試劑

### 細胞/胞器萃取試劑

Product	Cat. No.
Apoptotic Cell Enrichment Kit	ab65782
Chloroplast Isolation Kit	ab234623
Chromatin Extraction Kit - Flexible Format	ab223876
Lipid Droplet Isolation Kit	ab242290
Lysosome Isolation Kit	ab234047

### 蛋白質/核酸萃取試劑

Product	Cat. No.
Protein Extraction Kit	ab270054
Mammalian Cell Extraction Kit	ab65399
Plasma Membrane Protein Extraction Kit	ab65400
Mitochondria/Cytosol Fractionation Kit	ab65320
Mitochondrial Protein IP Kit	ab239710
ATP-Agarose	ab270535
GTP-Agarose	ab270533
Genomic DNA Isolation Kit	ab65358
Mitochondrial DNA Isolation Kit	ab65321

### 抗體純化試劑

Product	Cat. No.
Magnetic Antibody Purification System	ab270532
Protein A Resin - Amintra	ab270308
Protein G Resin - Amintra	ab270309
Antibody Purification Kit (Protein A)	ab102784
Antibody Purification Kit (Protein G)	ab128747
Serum Antibody Purification Kit (Protein A)	ab109209
Serum Antibody Purification Kit (Protein G)	ab128751

### 抗體純化試劑 (續)

Product	Cat. No.
Antibody TCS Purification Kit	ab109207
TCS Antibody Purification Kit - Nanoparticles	ab270554
Antibody Purification Kit - Nanoparticles	ab204909
Mouse Antibody Purification Kit	ab128745
Mouse TCS Antibody Purification Kit	ab128749
Mouse Antibody Purification Kit - Nanoparticles	ab204910

### 抗體濃縮試劑

Product	Cat. No.
Antibody Concentration and Clean Up Kit for Latex & Europium	ab269965
Antibody Concentration Kit (3 columns)	ab102778
Antibody Concentration And Clean-Up Kit - Gold And Magnetic Nanoparticles	ab204911

### Tag 蛋白質純化試劑

Product	Cat. No.
His-Tag Protein Purification Column (Pre-packed, 5 x 1ml) - AminTrap	ab270528
His-Tag Protein Purification Column (Pre-packed, 5 x 5ml) - AminTrap	ab270529
Ni-NTA Affinity Resin - Amintra	ab270549
Cobalt NTA Affinity Resin - Amintra	ab270018
Glutathione Affinity Resin - Amintra	ab270237
Anti-HA Affinity Resin - Amintra	ab270603
Anti-DYKDDDDK tag Affinity Beads (Binds to FLAG® tag sequence)	ab270704
Heparin Affinity Resin - Amintra	ab270307
Maltose Binding Protein Affinity Resin - Amintra	ab270538
Streptavidin Resin - Amintra	ab270530





熱銷產品

## 萃取與純化試劑 (續)

### 其他相關試劑

Product	Cat. No.
Protease Inhibitor Cocktail	ab271306
Protease Inhibitor Cocktail EDTA Free	ab270055
Desalting Spin Columns	ab270693
Inorganic Phosphate Binding Resin	ab270547

### 其他相關試劑 (續)


Product	Cat. No.
BSA Removal Kit (up to 1.25 ml antibody with 0.5% BSA)	ab173231
BSA Removal Kit - Nanoparticles	ab204912
BaseMuncher Endonuclease	ab270049



熱銷產品

## 抗體/蛋白質標定試劑

Lightning-Link® 系列產品能夠協助研究人員高效迅速地完成抗體或蛋白質標定實驗，具有 100% 抗體 (蛋白質) 回收率、流程簡便快速、樣本需求量大低等多種優勢！



### Lightning-Link® [螢光分子] 標定試劑

Conjugate	Ex/Em	Cat. No.
DyLight® 405 (Fast)	■ 400/420	ab201798
DyLight® 350 (Fast)	■ 353/432	ab201797
AMCA (Fast)	■ 350/445	ab195224
Atto 390	■ 388/468	ab269895
DyLight® 488 (Fast)	■ 493/518	ab201799
Alexa Fluor® 488	■ 495/519	ab236553
FITC (Fast)	■ 495/519	ab188285
FITC	■ 495/519	ab102884
Atto 488	■ 504/530	ab269896
Cy3® (Fast)	■ 548/561	ab188287
Alexa Fluor® 555	■ 555/565	ab269820
B-PE	■ 546/575	ab102871
R-PE	■ 565/575	ab102918
DyLight® 550 (Fast)	■ 562/576	ab201800
Rhodamine (Fast)	■ 561/588	ab188286
Atto 565	■ 570/598	ab269897
Alexa Fluor® 568	■ 578/603	ab269821
Texas Red® (Fast)	■ 595/613	ab195225
PE/Texas Red	■ 565/616	ab269899
Alexa Fluor® 594	■ 590/617	ab269822
DyLight® 594 (Fast)	■ 593/618	ab201801
PE/Atto 594	■ 565/632	ab269900
DyLight® 633 (Fast)	■ 638/658	ab201802
Atto 633	■ 634/660	ab269898
APC	■ 650/660	ab201807
Cy5® (Fast)	■ 647/665	ab188288
Alexa Fluor® 647	■ 650/665	ab269823
PE/Cy5®	■ 565/666	ab102893
DyLight® 650 (Fast)	■ 654/673	ab201803
PerCP	■ 477/678	ab102907
FluoProbes 647H	■ 650/684	ab269904
PE/Cy5.5®	■ 565/693	ab102899

### Lightning-Link® [螢光分子] 標定試劑 (續)

Conjugate	Ex/Em	Cat. No.
PerCP/Cy5.5®	■ 477/694	ab102911
APC/Cy5.5®	■ 650/694	ab102855
Cy5.5	■ 675/694	ab269891
DyLight® 680 (Fast)	■ 692/712	ab201804
Alexa Fluor® 700	■ 702/723	ab269824
APC/Cy7®	■ 650/774	ab102859
DyLight® 755 (Fast)	■ 754/776	ab201805
PE/Cy7®	■ 565/778	ab102903
DyLight® 800 (Fast)	■ 777/794	ab201806

### Lightning-Link® [Biotin/Streptavidin] 標定試劑

Conjugate	Cat. No.
Biotin (Fast, Type A)	ab201795
Biotin (Fast, Type B)	ab201796
Streptavidin	ab102921

### Lightning-Link® [Enzyme] 標定試劑

Conjugate	Cat. No.
Alkaline phosphatase (AP)	ab102850
Glucose oxidase (GOx)	ab102887
Horse radish peroxidase (HRP)	ab102890

### [Biotin/Enzyme/Oligo] 標定試劑

Product	Cat. No.
Biotin conjugation kit (with inbuilt quantification)	ab272214
Maleimide-Alkaline Phosphatase	ab270022
Oligonucleotide Conjugation Kit	ab218260

### 相關產品 - HRP 標定抗體穩定試劑

Product	Cat. No.
HRP Conjugate Stabilizer - LifeXtend	ab270548



熱銷產品

## 抗體/蛋白質標定試劑 (續)

### 〔磁珠〕標定試劑

Conjugate	Cat. No.
Magnetic particles (500 nm)	<a href="#">ab269890</a>

### 〔乳膠微粒〕標定試劑

Conjugate	Cat. No.
Latex nanoparticles (400nm Black)	<a href="#">ab269894</a>
Latex nanoparticles (400nm Blue)	<a href="#">ab269892</a>
Latex nanoparticles (400nm Blue)	<a href="#">ab269947</a>
Latex nanoparticles (400nm Red)	<a href="#">ab269893</a>

### 〔金奈米粒子〕標定試劑

Conjugate	Cat. No.
Gold nanoparticles (10 nm, 20 OD)	<a href="#">ab201808</a>
Gold nanoparticles (20 nm, 20 OD)	<a href="#">ab188215</a>
Gold nanoparticles (40 nm, 20 OD)	<a href="#">ab154873</a>
Gold nanoparticles (80 nm, 20 OD)	<a href="#">ab154876</a>
Gold-Biotin nanoparticle (40 nm, 10 OD)	<a href="#">ab186922</a>
Gold-Hydrazide nanoparticles (40 nm, 10 OD)	<a href="#">ab188284</a>
Gold-Maleimide nanoparticles (10nm)	<a href="#">ab269903</a>
Gold-Oligonucleotide nanoparticles (40 nm, 20 OD)*	<a href="#">ab188290</a>
Gold-Streptavidin nanoparticles (40 nm, 10 OD)	<a href="#">ab186864</a>

\*Conjugate Gold nanoparticles to oligonucleotide (10–120 nt in length).

### 〔金奈米粒子〕標定試劑 (續)

Product	Cat. No.
Gold-Carboxyl Conjugation Kit (40 nm, 40 OD)	<a href="#">ab269942</a>

### 相關產品 - 金奈米粒子

Product	Cat. No.
40nm Gold Nanoparticles (1 OD)	<a href="#">ab269928</a>
40nm Gold Nanoparticles (1 OD)	<a href="#">ab269928</a>
40nm Gold Nanoparticles (10 OD)	<a href="#">ab269930</a>
10nm Gold Nanoparticles (1 OD)	<a href="#">ab269933</a>
10nm Gold Nanoparticles (10 OD)	<a href="#">ab269934</a>
20nm Gold Nanoparticles (1 OD)	<a href="#">ab269935</a>
20nm Gold Nanoparticles (15 OD)	<a href="#">ab269937</a>
80nm Gold Nanoparticles (10 OD)	<a href="#">ab269940</a>
80nm Gold Nanoparticles (15 OD)	<a href="#">ab269941</a>
Streptavidin Gold Conjugate (20nm, 10 OD)	<a href="#">ab270029</a>
Streptavidin Gold Conjugate (10nm, 10 OD)	<a href="#">ab270041</a>
Protein A Gold Conjugate (20nm, 10 OD)	<a href="#">ab270601</a>
Protein G (20nm Gold)	<a href="#">ab270602</a>
Protein A Gold Conjugate (40nm, 10 OD)	<a href="#">ab270695</a>
Protein G Gold Conjugate (40nm, 10 OD)	<a href="#">ab270696</a>




熱銷產品


## 標定蛋白/Tag 重組蛋白快檢試紙

運用側流式 (Lateral flow) 免疫測定法，能在 10~20 分鐘內完成標定抗體與 Tag 重組蛋白的偵測。

Product	Cat. No.
Conjugation Check Kit	<a href="#">ab236554</a>
Antibody Biotinylation Check Kit	<a href="#">ab270030</a>
Streptavidin Antibody Conjugation Check Kit	<a href="#">ab270051</a>
HRP Antibody Conjugation Check Kit	<a href="#">ab236555</a>
His-Tag Protein Expression Check Kit	<a href="#">ab270048</a>
GST-Tag Protein Expression Check Kit	<a href="#">ab270052</a>



**Assay Principle of Conjugation Check Kit (ab236554).** When the antibody conjugate is run on the Protein A/G strip, it flows along the nitrocellulose, binding to the Protein A and Protein G concentrated on the Test line. When the antibody is successfully conjugated to a colored label, a visible line appears on the strip.



0.1 OD      0.05 OD      0.01 OD

**Example Result.** Various concentrations of GOLD conjugated to Rabbit IgG using Gold Conjugation Kit (40 nm, 20 OD) (ab154873). The conjugation was checked using the Conjugation Checking Kit (ab236554). The Test line containing the protein A/G mixture is immobilised ~13mm from the bottom of the strip. OD checked at 530 nm.




熱銷產品

## InstantBlue® 高效蛋白質染劑

不同於一般市售或自製染劑，InstantBlue® 僅需 15 分鐘的染色時間（而非數個小時）。膠體不需經過固定、清洗、脫色、加熱等繁複步驟即可得到清晰高靈敏度的染色結果；且蛋白質還可在脫色後 (destain) 進行質譜儀 (MS) 分析。超過 2000 篇文獻採用，是進行蛋白質研究的絕佳利器！

產品頁面



操作簡單：取出膠體、染色 15 分鐘，即刻完成！

### InstantBlue® 高效蛋白質染劑

Product	Cat. No.
InstantBlue® Coomassie Protein Stain	ab119211






熱銷產品

## Bradford 蛋白質定量試劑

- 專利改良配方，定量結果更準確，不易受到樣本中的 Detergent 影響（高含量定量流程可耐受 1% Detergent；微量定量流程可耐受 0.1% Detergent）。
- 偵測範圍：高含量定量 0.1~1.5 mg/ml；微量定量 1~25 µg/ml。

產品頁面



Abcam Bradford Reagent is not affected by the detergents compared to leading competitor "Coomassie Protein Assay" which are subject to the high background noise at 595 nm in the presence of detergents.

### Bradford 蛋白質定量試劑

Product	Cat. No.
Bradford Reagent	ab119216

### 相關產品

Product	Cat. No.
BSA Protein Standards	ab270701

