

Tissue Array

善用陣列，事半功倍

美國 BioChain 公司提供品質一流的 Tissue Array 組織微陣列切片，單一玻片上有 20 至 96 種不同組織切片組合，選項豐富多元，包含各種組織部位、捐贈者、癌症分期、腫瘤類型、物種等，方便您分析不同組織間特異基因或蛋白質的表現差異。

● 使用便利，品質優異

隨取即用的生物樣本，品質經嚴格把關，為您省去蒐集與製備樣本的時間及試劑花費。

● 高通量平台，加速研究進程

豐富的組合能同時分析研究目標蛋白(基因)在不同發育階段、不同疾病或不同器官之組織表現。

● 運用廣泛

適用於 IHC, ISH 等實驗，且能提供對應組織之 DNA, RNA, cDNA 和 Protein 樣本，便於進一步分析研究。

● FDA 認證

冷凍組織微陣列切片符合 FDA 之法規標準，適用於診斷及藥物抗體等臨床研究。

Tissue Array Options

Tissue Type

Normal	Tumor	Tumor and Normal
--------	-------	------------------

Tissue Name

Breast	Kidney	Prostate
Colon	Lung	Rectum
Head and Neck	Ovary	Skin

Tumor Type

Bladder	Liver	Rectum
Breast	Lung	Skin
Colon	Lymphoma	Stomach
Esophagus	Ovary	Testis
Head and Neck	Pancreas	Thyroid
Kidney	Prostate	Uterus

Species

Dog	Monkey	Rabbit
Human	Mouse	Rat



FFPE Tissue Array



Frozen Tissue Array

另提供客製化服務
歡迎洽詢伯森業務專員



更多推薦產品

IsHyb ISH Kit

- 備齊各種 ISH 所需試劑，讓您免去配製藥品與緩衝液的時間。
- 內容物：Prehybridization solution, Hybridization solution, NBT, BCIP, 20 x SSC buffer, 10x Alkaline phosphatase buffer, Anti-Dig Antibody, 100 x Blocking solution。

For 20 slides BC-K2191020
For 50 slides BC-K2191050

CNM Protein Extraction Kit

- 操作便利，3 小時內即可萃取分離動物組織和細胞內不同區間(質/核/膜)之蛋白。
- 萃取之蛋白質保有生物活性，適用於 WB, IP 等分析實驗。
- 每批產品皆以動物組織作測試，並使用 WB 確認蛋白分離效果。

For 5 g tissues or 1.25 x 10⁸ cells BC-K3012010

Dr. P Kit

- 同時分離一塊組織樣本中之 Genomic DNA, RNA 和 Protein。
- 萃取產物適用於多種應用實驗，Genomic DNA 可應用於 PCR；RNA 可應用於 RT-PCR, Northern blot；Protein 則適用於 WB 實驗。

For 150 preps BC-K2021010

最新優惠活動請洽 BioChain 台灣代理 — 伯森生技

