

# Microplates

## 1/2 Area 96 well Microplates

具有與一般 96 孔盤同樣的外觀尺寸與 well 深度，但每個 well 表面積僅有一般 96 孔盤的一半，因此可以省下一半的樣本與實驗試劑用量！

- 可節省一半的樣本與試劑用量，讓珍貴實驗試劑的可分析數增加一倍！
- 維持在 96-well format，方便研究人員操作實驗。
- 多種款式規格，滿足各種偵測實驗。



產品名稱	描述	應用實驗	訂購貨號 (包裝)
1/2 Area SpectraPlate-96, Clear	透明盤	Colorimetric assay e.g., Bradford protein assay	PK-6002640 (50 pcs) PK-6002649 (200 pcs)
1/2 AreaPlate-96, White	白盤	Luminescence or Isotopic assays e.g., Reporter gene assay	PK-6002290 (50 pcs) PK-6002299 (200 pcs)
1/2 AreaPlate-96 HB, White	白盤	Coated-plate luminescence assays e.g., Chemiluminescence immunoassay (CLIA)	PK-6002520 (50 pcs)
1/2 Area AlphaPlate-96, Light gray	灰盤	ALPHA assays	PK-6002350 (50 pcs) PK-6002359 (200 pcs)
1/2 AreaPlate-96, Black	黑盤	Fluorescence assays e.g., Biochemical fluorescent assays	PK-6002270 (50 pcs) PK-6002279 (200 pcs)
1/2 Area ViewPlate-96, TC, White	白框透明底	Cell-based luminescence assays e.g., Reporter gene assay	PK-6005760 (40 pcs) PK-6005768 (160 pcs)

## White Microplates

白盤可增強光的反射，提高偵測靈敏度，特別適合 Luciferase Reporter Gene Assay、ATP Assay 等冷光分析實驗。



產品名稱	描述	應用實驗	訂購貨號 (包裝)
OptiPlate-96, White	白盤	Luminescence or Isotopic assays	PK-6005290 (50 pcs)
1/2 AreaPlate-96, White	白盤	Luminescence or Isotopic assays	PK-6002290 (50 pcs)
CulturPlate-96, White	白盤	Cell-based luminescence assays	PK-6005680 (50 pcs)
ViewPlate-96, TC, White	白框透明底	Cell-based luminescence assays	PK-6005181 (50 pcs)
1/2 Area ViewPlate-96, TC, White	白框透明底	Cell-based luminescence assays	PK-6005760 (40 pcs)

※ 384-wells、1536-wells 及更大包裝，請洽伯森業務專員

最新優惠活動請洽 PerkinElmer 台灣代理 — 伯森生技

