

ELISA Kits for Therapeutic & Biosimilar Antibodies

單株抗體藥物為目前藥物開發市場主流，Abcam 研發團隊全新打造的 ELISA Kits 系列產品可協助科研人員更高效準確地測定**治療用抗體藥物** (如 Herceptin®)、**生物相似性 (biosimilar) 抗體藥物** (如 Rituximab 與 Adalimumab)、以及**抗藥物抗體 (anti-drug antibody, ADA)**。本系列 ELISA Kits 產品具有下列優勢特點：

- 高靈敏度，精確穩定再現性佳，組內 (intra) 與組間 (inter) 的變異係數低。
- 高專一性，不會與血液中的其他蛋白質或非測定目標的抗體藥物產生交叉反應。
- 適用於人類血清或血漿樣本偵測。



完整產品資訊

Monoclonal therapeutic antibodies & biosimilars

單株抗體藥物是利用抗體的專一性標的攻擊特定細胞或蛋白質，目前已成功應用在諸如癌症與阿茲海默症等多種疾病的臨床治療。生物相似性抗體藥物則是在單株抗體藥物專利到期後，其他藥廠或生技公司參照現有公開資料所製作出的類似藥物，具有類似於該對照專利藥品的臨床療效與生物安全特性。

Cat. No.	Product Name	Sensitivity (ng/ml)	Detection Range (ng/ml)
ab237641	Adalimumab ELISA Kit (Humira®)	10	30 - 1000
ab237669	Avelumab ELISA Kit (Bavencio®)	30	100 - 3000
ab237642	Bevacizumab ELISA Kit (Avastin®)	30	30 - 1000
ab237648	Cetuximab ELISA Kit (Erbix®)	100	100 - 3000
ab237649	Denosumab ELISA Kit (Prolia®)	3	3 - 300
ab237643	Etanercept ELISA Kit (Enbrel®)	100	100 - 3000
ab237646	Golimumab ELISA Kit (Simponi®)	100	100 - 3000
ab237644	Infliximab ELISA Kit (Remicade®)	30	100 - 3000
ab237647	Infliximab ELISA Kit (Remsima®)	30	100 - 3000
ab237653	Ipilimumab ELISA Kit (Yervoy®)	10	10 - 1000
ab237651	Nivolumab ELISA Kit (Opdivo®)	10	30 - 3000
ab237650	Omalizumab ELISA Kit (Xolair®)	10	30 - 1000
ab237652	Pembrolizumab ELISA Kit (Keytruda®)	10	30 - 1000
ab237640	Rituximab ELISA Kit (Mabthera®)	3	3 - 300
ab237645	Trastuzumab ELISA Kit (Herceptin®)	11	11 - 300



Anti-drug antibodies (ADA)

抗藥物抗體是治療用抗體進入生物體內後刺激引發免疫反應所產生的非預期性抗體。抗藥物抗體的存在不僅會降低治療用抗體的療效，更有可能導致自體免疫反應等副作用的產生。監測生物體內的抗藥物抗體含量，是評估治療用抗體是否引發個體不良藥物反應的重要參考依據。

Cat. No.	Product Name	Sensitivity (ng/ml)	Detection Range (ng/ml)
ab237657	Anti-Adalimumab ELISA Kit (Humira®)	30	62 - 500
ab237670	Anti-Avelumab ELISA Kit (Bavencio®)	Qualitative	Qualitative
ab237658	Anti-Bevacizumab ELISA Kit (Avastin®)	30	62 - 500
ab237660	Anti-Cetuximab ELISA Kit (Erbix®)	30	62 - 500
ab237663	Anti-Denosumab ELISA Kit (Prolia®)	Qualitative	Qualitative
ab237661	Anti-Etanercept ELISA Kit (Enbrel®)	Qualitative	Qualitative
ab237668	Anti-Filgrastim ELISA Kit (Neupogen®)	3	3.1 - 50
ab237662	Anti-Golimumab ELISA Kit (Simponi®)	Qualitative	Qualitative
ab237656	Anti-Infliximab ELISA Kit (Remicade®)	15	62 - 500
ab237659	Anti-Infliximab ELISA Kit (Remsima®)	30	62 - 500
ab237667	Anti-Ipilimumab ELISA Kit (Yervoy®)	Qualitative	Qualitative
ab237665	Anti-Nivolumab ELISA Kit (Opdivo®)	Qualitative	Qualitative
ab237664	Anti-Omalizumab ELISA Kit (Xolair®)	Qualitative	Qualitative
ab237666	Anti-Pembrolizumab ELISA Kit (Keytruda®)	Qualitative	Qualitative
ab237654	Anti-Rituximab ELISA Kit (Mabthera®)	30	62 - 500
ab237655	Anti-Trastuzumab ELISA Kit (Herceptin®)	30	62 - 500

相關資訊

Immuno-oncology
ELISA kits and reagents



T cell-secreted
cytokines ELISA kits



ELISA guide - protocols
and troubleshooting



更多產品資訊與最新活動訊息，歡迎洽詢 Abcam 台灣代理 — 伯森生技

