

螢光標定抗體 8折特惠

2020/12/21 - 2021/1/29 螢光標定一抗/二抗產品全面特價八折

Abcam 螢光標定抗體為您帶來更高品質的實驗結果！


- 適用於流式細胞儀檢測 (FCM)、細胞/組織免疫螢光染色 (ICC/IF, IHC)、螢光西方墨點偵測 (WB) 等多種應用實驗。
- 實驗流程簡易，無須使用呈色 Substrates 即可直接觀察。
- 可多重染色 (multiplexing)，一次實驗偵測數種目標。
- 可對多種目標進行共定位 (co-localization) 分析。

豐富齊全的螢光標定選擇


Fluorescent conjugates	Excitation	Emission	Fluorescent conjugates	Excitation	Emission
Alexa Fluor® 405	402	421	PE/DyLight® 594	593	618
violetFluor™ 450	405	450	SureLight® APC	652	657
CF405M	408	452	APC	650	660
Cy2®	489	506	SureLight® P3	614	662
Chromeo™ 488	488	517	Cy5®	647	665
DyLight® 488	495	519	Alexa Fluor® 647	650	665
FITC	495	519	PE-Cy5®	565	666
Alexa Fluor® 488	499	519	Spectral Red™	565	666
ATTO 532	533	553	DyLight® 650	654	673
Cy3®	548	561	PerCP/Cy5.5®	482	676
Alexa Fluor® 555	555	565	PerCP	477	678
Rhodamine	550	570	PE-Cy5.5®	565	693
SureLight® PE	498	575	APC-Cy5.5®	650	694
TRITC	557	576	Cy5.5®	675	694
DyLight® 550	562	576	IRDye® 680RD	680	694
PE	496, 566	576	Alexa Fluor® 680	679	702
Cy3.5®	576	589	redFluor™ 710	640	710
Alexa Fluor® 568	578	603	Alexa Fluor® 700	702	723
Texas Red	595	613	APC/Cy7	650	774
PE/Texas Red®	566	616	PE-Cy7	566	778
Alexa Fluor® 594	590	617	IRDye® 800CW	778	794
DyLight® 594	593	618	Alexa Fluor® 790	782	805




3 熱銷商品：螢光標定一級抗體



Anti-GFP antibody (FITC)
ab6662



Anti-alpha smooth muscle Actin antibody (FITC)
ab8211



Anti-E Cadherin antibody (Alexa Fluor® 647)
ab194982



3 熱銷商品：螢光標定二級抗體

Product Name	Alexa Fluor® 488	Alexa Fluor® 594	Alexa Fluor® 647
Goat Anti-Rabbit IgG H&L	ab150077	ab150080	ab150079
Donkey Anti-Rabbit IgG H&L	ab150073	ab150076	ab150075
Goat Anti-Mouse IgG H&L	ab150113	ab150116	ab150115
Donkey Anti-Mouse IgG H&L	ab150105	ab150108	ab150107
Goat Anti-Rat IgG H&L	ab150157	ab150160	ab150159
Goat Anti-Chicken IgY H&L	ab150169	ab150176	ab150171
Donkey Anti-Goat IgG H&L	ab150129	ab150132	ab150131

便利工具：多色流式細胞實驗(FCM)抗體選擇器

您要挑選抗體進行流式細胞實驗嗎？何不試試 Abcam 的【[多色流式細胞分析實驗抗體選擇器](#)】。只要輸入目標名稱或單株抗體克隆 ID，即可用搜尋引擎來搭配螢光標定、來源物種、樣本物種，找到適合的抗體！

Flow cytometry multi-color selector

Select and compare thousands of conjugated primary antibodies validated in flow cytometry.

Search for up to three targets or clone numbers



完整產品資訊請洽 Abcam 台灣代理 — 伯森生技。

