



最可靠的優質胎牛血清

Avantor® Seradigm FBS

Avantor Seradigm FBS 是美國製造的胎牛血清，血清源自世界衛生組織列為「狂牛症風險可略 (Negligible BSE Risk)」且獲得美國農業部 (USDA) 批准的中美國家，自源頭即嚴格把關血清來源安全性。全程採低溫製程，能完整保存血清中的營養成分。嚴謹的製程環境與三次 0.1 μm 濾膜過濾的高規格處理步驟，可有效消除環境與批次間交叉污染的疑慮，確保血清優質的批次穩定性與培養特性，為您的細胞培養實驗提供長期可靠的保障！完整產品資訊與最新活動訊息，歡迎洽詢 VWR (part of Avantor) 台灣代理 — 伯森生技。

Cat. NO.	Product	Size	Lot No.	Exp. Date	Endotoxin	Hemoglobin
89510-186	Avantor® Seradigm, Select Grade Fetal Bovine Serum (FBS)	500 ml	205M24	08/2029	0.192 EU/mL	15.2 mg/dL

卓越品質

Endotoxin 0.192 EU/mL*
Hemoglobin 15.2 mg/dL*

* 目前批號 205M24

清澈無雜質

全程低溫製程
良好保存天然養分
血清清澈無雜質

ISIA 認證

國際血清工業聯合會
認證的可追溯性
確保優質細胞培養特性
與良好的批次穩定性

多篇頂尖期刊文獻採用
廣泛是用於各種細胞培養實驗

A549

Nat Commun. 2021 Sep 17;12(1):5509.
PMID: [34535656](#)

hMSC

Cell Stem Cell. 2021 Mar 4;28(3):514-523.e9.
PMID: [33621486](#)

C2C12

Nat Commun. 2020 Nov 18;11(1):5883
PMID: [33208732](#)

HEK293T

Cell. 2021 Apr 29;184(9):2372-2383.e9.
PMID: [33743213](#)

HeLa, Vero

Cell Rep. 2019 Mar 19;26(12):3380-3390.e5.
PMID: [30893609](#)

Mouse Splenocytes

Biomater Sci. 2020 Mar 31;8(7):1897-1909.
PMID: [32026891](#)

HEK-293T, MC38

Cancer Immunol Res. 2021 Nov;9(11):1298-1315.
PMID: [34462284](#)

H1299

Cell Rep. 2018 Dec 4;25(10):2919-2934.e8.
PMID: [30517876](#)

Epimastigotes of *T. cruzi* Y strain

Front Cell Infect Microbiol. 2020 Jan 17;9:445.
PMID: [32010635](#)

