


# 90分鐘完成 ELISA

甚至擁有更高的靈敏度與再現性

## SimpleStep ELISA<sup>®</sup> kits

- **更快！** 僅需單一清洗步驟，90分鐘就能完成 ELISA 實驗。
- **更靈敏！** 與市售 ELISA 知名品牌相比，在 75 種常見研究標靶中，有 56 項評比結果顯示 SimpleStep ELISA<sup>®</sup> 具有更優異的偵測靈敏度。
- **更精確穩定！** 使用 Abcam 專利 RabMAb<sup>®</sup> 重組兔源單株抗體，具備更強的親和力與特異性，能有效提升靈敏度與專一性，同時確保批次一致性，提供絕佳的實驗穩定性。
- **多元樣本相容性！** 使用非生物素 (biotin-free) 的特殊標記抗體進行偵測，不用擔心樣本中含有生物素 (biotin) 或免疫球蛋白 (immunoglobulin) 干擾實驗。



## SimpleStep ELISA<sup>®</sup> kits 8折促銷優惠

完整產品資訊與活動詳情歡迎洽詢 abcam 台灣代理 [伯森生技](#)

活動截止日：2024/5/30



為什麼 SimpleStep ELISA<sup>®</sup> 可以又快又好



SimpleStep ELISA<sup>®</sup> kits 訂購資訊

progress happens together  
**abcam**

