

# 更明亮 · 更便利

覺得您的 Luciferase 報導基因實驗耗時繁瑣、數據不佳嗎？  
特別推薦由 Revvity 設計開發的【Lite™ 系列報導基因偵測套組】，  
在維持高靈敏度的同時還更穩定、簡便、超值，讓實驗效率再升級！



## Lite™ 系列產品優勢



- 不含 DTT，操作安全，無惱人氣味
- 穩定性佳，短期內使用可於 4°C 保存，不影響性能
- 步驟簡單、不用 Wash，僅需混合試劑待反應後即可讀盤
- 96-, 384-, 1536-well 皆可適用，可用於 High throughput screening



## twinlite™ glow Reporter Gene Assay System

Cat. No. PK-6016796 | Pack Size 100 Assay Points (96-well) / 400 Assay Points (384-well)

可用於偵測螢火蟲和海腎冷光酵素 (Firefly & Renilla luciferase)，不僅具有長達 2.5 小時以上的訊號半衰期，冷光強度也比其他品牌更強！



產品名稱	twinlite glow	twinlite	sensilite	britelite plus	neolite	steadylite plus
偵測目標	Firefly & Renilla luciferase	Firefly & Renilla luciferase	Firefly luciferase	Firefly luciferase	Firefly luciferase	Firefly luciferase
訊號靈敏度	Ultra High	Ultra High	Ultra High	Very High	High	Moderate
訊號半衰期	>2.5 hours	Flash	Flash	0.5 hour	2.5 hours	5 hours
實驗流程	三個步驟	三個步驟	兩個步驟	單一步驟	單一步驟	單一步驟
優惠品項訂購貨號	PK-6016796 (100 assays)	PK-6066706 (100 assays)	PK-6066726 (100 assays)	PK-6066766 (100 assays)	PK-6016716 (100 assays)	PK-6066756 (100 assays)

