

限時 4.1 ^{2025年} 6.30

免費升級優惠

凡購買 VICTOR® Nivo™ 多功能盤式分析儀




revvity

免費升級 Rainbow filter set

VICTOR® Nivo™ 多功能盤式分析儀

亮點特色

1. 輕巧設計，不占空間：僅 13 kg，尺寸 W20 x D50 x H27 cm，適合各類實驗室。
2. 多功能偵測模式：支援吸收光、螢光和冷光模式，可升級 TR-FRET & Alpha 偵測。
3. 光學輪盤式濾片自動轉換器：最多可放置 32 組濾光片。
4. 內建溫控：最高可達 65°C。
5. 無線遠端操作：Wi-Fi 連線，透過瀏覽器即可操控。
6. 靈活性高：適用 1-1536 wells 微量多孔盤，滿足各種研究需求



Multimode detection solutions

了解更多



數千篇文獻



完整產品資訊與最新活動訊息
請洽詢 [伯森業務專員](#)

