


TransIT-X2® 廣效型轉染試劑

買2送1

從一般細胞株至難以轉染的幹細胞和初代細胞，
均能提供高轉染效率！

- Plasmid DNA、siRNA、miRNA、Cas9 protein/guide RNA ribonucleoprotein (RNP) complex 皆適用
- 適合共轉染 (Co-transfection)、基因編輯 (CRISPR/Cas9) 等實驗



mirus bio®



購買2件 1.5 ml 包裝，即贈1件 100 µl 包裝，
買越多送越多！

高效率、低毒性 —— 轉染帶有 Reporter 的 Plasmid DNA 24 小時後，以 Luciferase assay 驗證轉染效率、以 LDH assay 評估細胞毒性。結果顯示 TransIT-X2® 的轉染效率遠高於他牌產品，並且毒性低微。

ibidi µ-Plate 24 Well for Membrane Inserts

新品上市 **79** 折

省時省力！細胞培養、染色、影像一次滿足


專為 Membrane Inserts 培養系統設計，能穩定固定並對應 24 well 格式

- 雙位置滑動鎖定設計，不需拆卸 membrane insert 即可直接進行顯微觀察
- 底部厚度符合#1.5蓋玻片規格，提供絕佳影像品質
- 支援多種應用：共培養、滲透實驗、遷移、趨化實驗等




ibidi®
cells in focus

NEW



ibidi µ-Plate 24 Well for Membrane Inserts
(Imaging Position)



Standard 24 well plate with
membrane inserts



其他相容品牌的
細胞培養插入物
(membrane insert)

了解更多ibidi產品或細胞剪切力流體模擬的
整合應用，請洽詢 伯森生技。

年終特惠活動至 2025.12.31(三)止。

