

— Lite 系列報導基因偵測套組 —

年末限時促銷

revvity

優惠至
12/31止
WED

由Revvity設計開發的【Lite 系列報導基因偵測套組】

- ✓ 具有高再現性、低背景與簡便的操作流程，讓實驗效率再升級！
- ✓ 節省時間與成本，提升結果準確性，讓您的細胞更亮眼、更穩定！

Lite
全系列介紹



✦ Britelite™ Plus Cat#PK-6066766

買
送
1



- 高靈敏度：背景低、訊號強，低冷光訊號也可以偵測
- 製備簡單：單一步驟操作，無需洗滌或更換培養基
- 快速反應：加樣即讀，適合高通量檢測 (High throughput screening)
- 特色：0.5小時的訊號半衰期，適合需要接續其他處理方法的應用

✦ TwinLite™ Glow Cat#PK-6016796

7
折



- 適合多樣化分析流程：可進行多孔板、高通量或批次分析
- 長效穩定訊號：使firefly和renilla的發光訊號都能維持穩定長達2小時以上
- 操作方便：一般型luminometer即可測定，不需搭配具自動注入試劑功能的儀器
- 特色：glow-type持續發光型的設計無需即時混合或即刻讀取，讓您操作更簡便、重現性更高！

伯森就是要讓你優惠享不完！數量有限，把握機會。優惠相關內容，歡迎洽詢伯森生技。