

Chemiluminescent SimpleStep Ignite™ ELISA Kits

55 分鐘完成高靈敏度的 ELISA 實驗

progress happens together
abcam


SimpleStep Ignite™
ELISA 全系列

活動至 2026/3/31(二) 止

新品促銷

5 折

各實驗室 限購 1 組



*full assay time

55 分鐘即可完成

SimpleStep Ignite™ ELISA 只需 30 分鐘 incubation + 一次 washing 即可完成。相較傳統 ELISA 實驗耗時加快 6 倍，讓您快速取得關鍵數據！

具有高專一性與實驗重現性

使用重組單株抗體保證品質穩定與批次一致性。

多樣樣本適用性

適用於血清、血漿、細胞培養液等樣本 (視產品規格)。且於多種生物樣本中完成驗證，確保可與內源性蛋白 (endogenous protein) 有效反應。

同一標準化流程，減少實驗變異性

單次抗原-抗體加入


一次 washing

發光底物顯色

偵測完成！

更高靈敏度與廣泛的偵測範圍

採用化學冷光 (chemiluminescent) 偵測技術，相較於傳統比色型 ELISA，提供更高靈敏度與更寬廣的動態定量範圍，低濃度的生物標誌物也能精準分析。



了解更多關於 Chemiluminescent SimpleStep Ignite™ ELISA Kits 產品，歡迎洽詢伯森生技。

Product name	Target	Sensitivity (pg/mL)	Range (pg/mL)	Cat.No
Human Pro-Collagen I alpha 1 ELISA Kit, Chemiluminescent	COL1A1	3.2	4.57 - 10000	ab325360
Human GBA ELISA Kit, Chemiluminescent	GBA1	4.5	9.14 - 20000	ab325361
Human Neutrophil Elastase ELISA Kit, Chemiluminescent	ELANE	2	4.6 - 10000	ab325362
GFP ELISA Kit, Chemiluminescent	GFP	0.962	4.9 - 10800	ab325363
Human GLP1 (7-36) ELISA Kit, Chemiluminescent	GCG	8.6	12.3 - 1000	ab325364
Human Alanine aminotransferase (ALT) ELISA Kit, Chemiluminescent	GPT	8.6	12.3 - 1000	ab325365
Mouse Alanine aminotransferase (ALT) ELISA Kit, Chemiluminescent	Gpt	2.751	12.3 - 27000	ab325366
Human C-Peptide (Insulin C-peptide) ELISA Kit, Chemiluminescent	INS	0.34	0.46 - 1000	ab325367
Mouse Aspartate Aminotransferase (AST) ELISA Kit, Chemiluminescent	Got1	8	23 - 50000	ab325368
Human Albumin ELISA Kit, Chemiluminescent	ALB	5	0.045 - 100 ng/mL	ab325369
Human FGL1 ELISA Kit, Chemiluminescent	FGL1	1.7	4.6 - 10000	ab325370
Human IL-8 ELISA Kit, Chemiluminescent	CXCL8	0.47	1.3 - 940	ab325443
Human Fibronectin ELISA Kit, Chemiluminescent	FN1	18.5	32.9 - 24000	ab325445
Human IL-10 ELISA Kit, Chemiluminescent	IL10	1	6.2 - 4500	ab325446
Human Tau (phospho T217) ELISA Kit, Chemiluminescent - Extracellular	MAPT phospho T217	17.08	68.6 - 50000	ab325447
Human IL-6 ELISA Kit, Chemiluminescent	IL6	0.33	0.69 - 1500	ab325448
Human TREM2 ELISA Kit, Chemiluminescent	TREM2	2.24	8.23 - 6000	ab325449
Mouse Prealbumin ELISA Kit, Chemiluminescent	Ttr	44.08	110 - 80000	ab325450
Human Frataxin ELISA Kit, Chemiluminescent	FXN	0.53	0.73 - 1600	ab325451
mCherry ELISA Kit, Chemiluminescent	mCherry	0.42	0.91 - 2000	ab325452
Mouse Pro-Collagen I alpha 1 ELISA Kit, Chemiluminescent	Col1a1	1.46	2.7 - 6000	ab325453
Mouse Serum Albumin ELISA Kit, Chemiluminescent	Alb	1.4	4.6 - 10000	ab325454
Human Prealbumin ELISA Kit, Chemiluminescent	TTR	1.8	4.12 - 3000	ab325455
Human LRG (LRG1) ELISA Kit, Chemiluminescent	LRG1	3.2	9.1 - 20000	ab325456

Chemiluminescent
SimpleStep Ignite™ ELISA Kits



progress happens together
abcam

