



Onso short-read system 為您帶來前所未有的定序精準度



超高精準度 — 透過獨特的 SBB* 技術將短讀取定序精準度提升至前所未有的 $\geq Q40$ 。

*SBB = Sequencing by binding



高靈敏度 — 發現其它定序平台難以偵測的低頻度變異，加速推動液態切片 (Liquid biopsy) 檢測研究。



高效率 — 以較 SBS 低的覆蓋深度完成實驗，增加實驗通量。



高相容性 — 可藉由專用試劑組與現有 NGS 定序製庫程序相容。

